

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd56/Ncam De Ratón Conjugado Con Para Fc - P13595

Número de artículo: CM0009630



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con reconoce específicamente CD56/NCAM de ratón, lo que lo convierte en una herramienta ideal para el análisis mediante citometría de flujo de la expresión de la molécula de adhesión celular neural. Detecta múltiples isoformas con pesos moleculares de 67, 80, 93 y 119 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD56/NCAM de ratón conjugado con
Observaciones/Alias	CD56; Ncam; E-NCAM; NCAM-1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	4684
GeneID	17967
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-711 de CD56 de ratón (NP_001106675.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P13595
Peso de la proteína	67 kDa/80 kDa/93 kDa/119 kDa
Envío	Bolsa de hielo