

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd59A De Ratón Para Fc - O55186

Número de artículo: CM0011951

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD59a de ratón para citometría de flujo. Detecta un inhibidor del complejo de ataque a membrana (MAC) anclado a GPI de 14 kDa; presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación sobre el complemento y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | mAb de conejo anti-CD59a de ratón                                                                                                  |
| Observaciones/Alias           | Cd59; MACIF; MAC-IP                                                                                                                |
| Especie                       | Ratón                                                                                                                              |
| GeneID                        | 12509 (ratón)                                                                                                                      |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-96 de CD59a de ratón (NP_031678.1) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría                     | Anticuerpos monoclonales                                                                                                           |
| Aplicación                    | FC                                                                                                                                 |
| Reactividad cruzada           | Ratón                                                                                                                              |
| SWISS                         | O55186                                                                                                                             |
| Peso molecular de la proteína | 14 kDa                                                                                                                             |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                     |