

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd6 Para Fc - Q61003

Número de artículo: CM0011111

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD6 conjugado con ABflo 647, validado para citometría de flujo (FC) en muestras de ratón. Se dirige al antígeno de diferenciación de células T CD6, involucrado en la activación de células T y la respuesta inmune. Adecuado para uso en investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-Ratón CD6
Observaciones/Alias	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus
Especie	Ratón
GeneID (humano)	923
GeneID	12511
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-155 del CD6 de ratón (NP_033982.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q61003
Peso proteico	64kDa/68kDa/72kDa
Envío	Bolsa de hielo