

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd6 De Ratón Para Citometría De Flujo - Q61003

Número de artículo: CM0009984

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD6 de ratón para citometría de flujo. Inmunógeno recombinante (aa 20-155). Útil para investigar la coestimulación de células T, la maduración de la sinapsis inmunológica y el reconocimiento de patrones bacterianos. - Q61003

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD6 de ratón
Observaciones/Alias	Eucariota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus
Especie	Ratón
GeneID (humano)	923
GeneID	12511
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-155 de CD6 de ratón (NP_033982.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q61003
Peso molecular	64 kDa/68 kDa/72 kDa
Envío	Bolsa de hielo