

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd62L De Ratón Para Citometría De Flujo - P18337

Número de artículo: CM0012303

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra CD62L de ratón (L-selectina) conjugado con . Validado para citometría de flujo, adecuado para el estudio de la adhesión de leucocitos y la recirculación de linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD62L de ratón
Observaciones/Alias	Lnhr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-selectina
Especie	Ratón
ID génico (humano)	6402
ID génico	20343
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-332 de CD62L de ratón (NP_035476.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P18337
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo