

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd62L Para Citometría De Flujo - P18337

Número de artículo: CM0008867

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD62L (L-selectina) de alta calidad, validado para citometría de flujo. Adecuado para estudios de homing de linfocitos, adhesión de leucocitos y tráfico de células inmunitarias. Inmunógeno recombinante; reconoce CD62L de ratón; diana 42 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD62L
Observaciones/Alias	Lnhr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-selectina
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	6402
GeneID	20343
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P18337
Peso Molecular de la Proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo