

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd66A/Ceacam1 De Ratón Para Fc - P31809

Número de artículo: CM0004730



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD66a/CEACAM1 de ratón, validado para citometría de flujo. Facilita los estudios de inmunofenotipado, puntos de control inmunitarios e interacciones huésped-patógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Mouse CD66a/CEACAM1
Observaciones/Alias	Bgp, Cc1, Hv2, Bgp1, Cea1, Cea7, Hv-2, MHVR, bb-1, C-CAM, CD66a, Cea-1, Cea-7, MHVR1, Mhv-1, mCEA1, mmCGM1, mmCGM2, mmCGM1a
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	634
GeneID	26365
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-428 de CD66a/CEACAM1a de ratón (NP_001034274.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P31809
Peso de la proteína	57kDa/50kDa/37kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo