

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd66A/Ceacam1 (Abflo 647) Para Citometría De Flujo - P31809

Número de artículo: CM0010699



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD66a/CEACAM1 de ratón, conjugado directamente a ABflo 647. Validado para citometría de flujo en muestras de ratón. Dirigido a un punto de control inmunitario y receptor viral, ideal para investigación en inmunología y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón CD66a/CEACAM1 mAb
Observaciones/Alias	Bgp, Cc1, Hv2, Bgp1, Cea1, Cea7, Hv-2, MHVR, bb-1, C-CAM, CD66a, Cea-1, Cea-7, MHVR1, Mhv-1, mCEA1, mmCGM1, mmCGM2, mmCGM1a
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	634
GeneID (Ratón)	26365
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-428 del CD66a/CEACAM1a de ratón (NP_001034274.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P31809
Peso Proteico	57kDa/50kDa/37kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo