

Mab De Conejo Anti-Cd68 De Ratón Para If/Icc Y Fc - P31996

Número de artículo: CM0012365

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD68 (macrosialina) de ratón para aplicaciones de IF/ICC y FC. Reconoce una proteína de membrana lisosomal/endosomal expresada en macrófagos y células dendríticas. - P31996.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD68 de ratón
Observaciones/alias	Lamp4; gp110; Scard1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	968
GeneID	12514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-291 de CD68 de ratón (NP_001277987.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P31996
Peso molecular	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo