

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd68 Para Citometría De Flujo - P31996

Número de artículo: CM0012623

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD68 validado para citometría de flujo intracelular en muestras de ratón. Dirigido al marcador de macrófagos CD68 (P31996). Ideal para investigación en inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-ratón CD68
Observaciones/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	968
GeneID (Ratón)	12514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-291 de CD68 de ratón (NP_001277987.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo (Intracelular)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P31996
Peso de la proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo