

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd68 Para If/Icc, Fc - P31996

Número de artículo: CM0011734

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con de alta especificidad dirigido al macrosialina de ratón (CD68) para inmunofluorescencia y citometría de flujo. Este anticuerpo marcado con tinte proporciona una detección fiable de la expresión de CD68 en macrófagos y células dendríticas, apoyando los estudios inmunológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón CD68
Observaciones/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	968
ID de gen	12514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-291 de CD68 de ratón (NP_001277987.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P31996
Peso de la proteína	33KDa/34KDa
Envío	Bolsa de hielo