

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd68 Para If/Icc, Fc - P31996

Número de artículo: CM0004327

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD68 de ratón (Macrosialina, Lamp4) para IF/ICC y citometría de flujo. Diseñado para la detección de macrófagos de ratón. Validado para aplicaciones de investigación y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Ratón CD68
Observaciones/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	968
GeneID	12514
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-291 del CD68 de ratón (NP_001277987.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P31996
Peso Molecular de la Proteína	33KDa/34KDa
Envío	Bolsa de hielo