

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd68 De Ratón Para Citometría De Flujo Intracelular - P31996

Número de artículo: CM0012121

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD68 de ratón (macrosialina, Lamp4, gp110). Validado para citometría de flujo intracelular. Reacciona con ratón. Ideal para estudiar las actividades fagocíticas de macrófagos y células dendríticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD68 de ratón
Observaciones/Sinónimos	Lamp4; gp110; Scard1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	968
GeneID	12514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-291 de CD68 de ratón (NP_001277987.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P31996
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo