

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd69 De Ratón Conjugado Con Para Fc - P37217

Número de artículo: CM0004011

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD69 de ratón, adecuado para citometría de flujo (FC). Validado para reactividad en ratón; ideal para estudiar la activación temprana de células T y la homeostasis de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD69 de ratón
Observaciones/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	969
GeneID	12515
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 64-199 del CD69 de ratón (NP_001028294.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P37217
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo