

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd69 Para Citometría De Flujo - P37217

Número de artículo: CM0009429

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD69 de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para detectar el antígeno de activación temprana en células T, células NK y otras células inmunes en muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rabbit anti-Mouse CD69 mAb
Observaciones/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	969
GeneID	12515
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 64-199 del CD69 de ratón (NP_001028294.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P37217
Peso proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo