

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd69 De Ratón Para Fc - P37217

Número de artículo: CM0010542

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD69 de ratón (AIM/VEA) para aplicaciones de citometría de flujo. Reacciona con muestras de ratón. Ideal para estudios de activación de células T y homeostasis de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD69 de ratón
Observaciones/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Especie	Ratón
GeneID (humano)	969
GeneID	12515
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P37217
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo