

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd69 De Ratón Para Fc - P37217

Número de artículo: CM0004753

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido al CD69 de ratón (AIM/VEA), validado para citometría de flujo. Detecta el antígeno de activación temprana en células T, células NK y otros subconjuntos de células inmunitarias, adecuado para estudios de inmuno-oncología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rabbit anti-Mouse CD69 mAb
Observaciones/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	969
GeneID	12515
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 64-199 del CD69 de ratón (NP_001028294.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P37217
Peso proteico	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo