

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd71 Para Citometría De Flujo - Q62351

Número de artículo: CM0012774

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD71 de ratón (receptor de transferrina 1). Validado para citometría de flujo. Ideal para investigación sobre metabolismo del hierro, proliferación celular y tráfico del receptor de transferrina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-ratón CD71
Observaciones/Alias	TR, TFR, p90, CD71, TFR1, Trfr, Mtvr1, 2610028K12Rik, E430033M20Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	7037
GeneID	22042
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 89-763 del CD71 de ratón (NP_035768.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q62351
Peso proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo