


Mab De Conejo Anti-Cd72 De Ratón Para Fc - P21855

Número de artículo: CM0012679



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD72 de ratón (Lyb-2/Ly-32), validado para citometría de flujo. Ideal para el estudio de las funciones de los correceptores del receptor de linfocitos B, la homeostasis de linfocitos B y T reguladores y la diferenciación de linfocitos B en investigación con ratones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD72 de ratón
Anotaciones/Alias	CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	971
GeneID	12517
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 226-354 de CD72 de ratón (NP_031680.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P21855
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo