


Conejo Anti-Ratón Cd72 Mab - P21855

Número de artículo: CM0004116



Introducción

Conejo anti-Ratón CD72 mAb para citometría de flujo. Reconoce el CD72 de ratón (Lyb-2, Ly-32), un antígeno de diferenciación de células B y correceptor del BCR. Anticuerpo monoclonal obtenido de conejo, ideal para inmunofenotipado de células B en entornos de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón CD72 mAb
Observaciones/Alias	CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	971
GeneID	12517
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P21855
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo