


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd72 De Ratón Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P21855

Número de artículo: CM0011174



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD72 de ratón para citometría de flujo. Validado para reactividad cruzada en ratón, peso molecular 40 kDa, adecuado para estudios del co-receptor de células B y regulación de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD72 de ratón
Observaciones/Alias	CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19
Especie	Ratón
GeneID (humano)	971
GeneID	12517
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 226-354 del CD72 de ratón (NP_031680.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P21855
Peso Proteico	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo