

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd79B De Ratón Para Citometría De Flujo - P15530

Número de artículo: CM0009453



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD79b de ratón (B29/Ig-beta), validado para citometría de flujo. Ideal para estudios de señalización del receptor de células B y fenotipado inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD79b de ratón
Observaciones/Sinónimos	B29; Igb; Igbeta; Ig-beta
Especie	Ratón
GeneID (humano)	974
GeneID	15985
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-158 de CD79b de ratón (NP_032365.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P15530
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo