

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd80 Para Citometría De Flujo - Q00609

Número de artículo: CM0009216



Introducción

Anticuerpo Monoclonal Conejo anti-Ratón CD80 validado para citometría de flujo. Detecta el CD80 de ratón (B7-1), una molécula coestimuladora en células B activadas y monocitos. Adecuado para la investigación de activación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Ratón CD80
Observaciones/Alias	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
Especie	Ratón
GeneID (humano)	941
GeneID	12519
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 38-245 del CD80 de ratón (NP_033985.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q00609
Peso Proteico	34kDa/24kDa
Envío	Bolsa de hielo