

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd80 De Ratón Para Citometría De Flujo - Q00609

Número de artículo: CM0009896



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD80 de ratón (FC) se dirige al CD80/B7-1 de ratón, una molécula coestimuladora clave en la activación de células T. El inmunógeno recombinante garantiza especificidad. Ideal para el análisis de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD80 de ratón
Observaciones/Alias	B71; Ly53; TSA1; Cd28I; Ly-53; MIC17
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	941
GeneID	12519
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 38-245 del CD80 de ratón (NP_033985.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q00609
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo