

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd80 De Ratón Para Citometría De Flujo - Q00609

Número de artículo: CM0004461



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD80 (B7-1) de ratón, conjugado con . Validado para citometría de flujo (FC). Reconstituido a partir de inmunógeno recombinante. Específico para CD80 de ratón. Ideal para investigación de activación de linfocitos T y puntos de control inmunitarios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD80 de ratón
Observaciones/Alias	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	941
GeneID	12519
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q00609
Peso de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo