

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd82 Para Citometría De Flujo - P40237

Número de artículo: CM0009250

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD82 de ratón (C33/IA4/Kai1/Tspan27), validado para citometría de flujo. El objetivo es una tetraspanina involucrada en la transducción de señales, adhesión y migración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-ratón CD82 mAb
Observaciones/Alias	C33; IA4; Kai1; Tspan27
Especie	Ratón
GenelD (Humano)	3732
GenelD	12521
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-266 del CD82 de ratón (NP_001258390.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P40237
Peso proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo