

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd83 De Ratón Para Fc - O88324

Número de artículo: CM0005959

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con que se dirige a la CD83 de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para el perfilado de células dendríticas y estudios de respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD83 de ratón
Notas / Alias	mCD83
Especie	Ratón
ID gen (Humano)	9308
ID gen	12522
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-133 de la CD83 de ratón (NP_033986.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	O88324
Peso de la proteína	21KDa
Envío	Bolsa de hielo