

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd83 Para Citometría De Flujo - O88324

Número de artículo: CM0012080

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD83 de ratón, validado para citometría de flujo. Este anticuerpo se dirige al dominio extracelular y es adecuado para la perfilado de células inmunes y estudios de expresión de CD83 en muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón CD83
Observaciones/Alias	mCD83
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	9308
ID de gen	12522
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-133 del CD83 de ratón (NP_033986.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	O88324
Peso proteico	21KDa
Envío	Bolsa de hielo