

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd83 De Ratón Para Citometría De Flujo - O88324

Número de artículo: CM0012300

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD83 de ratón, validado para citometría de flujo. Detecta CD83, una glucoproteína transmembrana implicada en la regulación inmunitaria, expresada en células dendríticas y linfocitos. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD83 de ratón
Observaciones/Alias	mCD83
Especie	Ratón
GeneID (humano)	9308
GeneID	12522
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-133 de CD83 de ratón (NP_033986.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	O88324
Peso de la proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo