

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd83 De Ratón Para Citometría De Flujo - O88324

Número de artículo: CM0011987

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD83 de ratón validado para citometría de flujo, dirigido al antígeno CD83 de ratón (O88324). Unión específica a células inmunitarias de ratón para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD83 de ratón
Observaciones/Alias	mCD83
Especie	Ratón
ID gen (Humano)	9308
ID gen	12522
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-133 de la CD83 de ratón (NP_033986.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	O88324
Peso proteico	21KDa
Envío	Bolsa de hielo