

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd87 De Ratón Para Citometría De Flujo - P35456

Número de artículo: CM0012488



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD87 (uPAR) de ratón para citometría de flujo. Validado para muestras de ratón. Se dirige al receptor de uroquinasa implicado en la migración celular y la remodelación tisular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Mouse CD87
Observaciones/Alias	Cd87; uPAR; u-PAR
Especie	Ratón
GeneID (humano)	5329
GeneID	18793
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-297 de CD87 de ratón (NP_035243.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P35456
Peso molecular de la proteína	24kDa/35kDa
Envío	Bolsa de hielo