


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd87 (Upar) Para Citometría De Flujo - P35456

Número de artículo: CM0006251



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD87 (uPAR) de ratón, validado para citometría de flujo (FC). Reconoce el receptor anclado a GPI implicado en la activación del plasminógeno, la migración celular y la remodelación tisular. Adecuado para estudios inmunológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón CD87
Observaciones/Alias	Cd87; uPAR; u-PAR
Especie	Ratón
GeneID (humano)	5329
GeneID	18793
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-297 del CD87 de ratón (NP_035243.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P35456
Peso proteico	24kDa/35kDa
Envío	Bolsa de hielo