

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd88/C5Ar - P30993

Número de artículo: CM0007761



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD88/C5aR (C5aR1) de ratón, validado para citometría de flujo. Se dirige al dominio N-terminal de este receptor acoplado a proteína G involucrado en la inflamación y la quimiotaxis inmune.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD88/C5aR                                                                                                          |
| Observaciones/Alias | C5aR; C5r1; Cd88; D7Msu1                                                                                                                                      |
| Especie             | Ratón                                                                                                                                                         |
| ID de gen (Humano)  | 728                                                                                                                                                           |
| ID de gen           | 12273                                                                                                                                                         |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-37 del CD88/C5aR de ratón (NP_031603.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                      |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                                            |
| Reactividad cruzada | Ratón                                                                                                                                                         |
| SWISS               | P30993                                                                                                                                                        |
| Peso proteico       | 39kDa                                                                                                                                                         |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                |