

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd88/C5Ar De Ratón Para Citometría De Flujo - P30993

Número de artículo: CM0011760



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD88/C5aR de ratón conjugado con para citometría de flujo. Detecta el receptor quimiotáctico 1 de la anafilatoxina C5a de 39 kDa (P30993) en muestras de ratón. Ideal para la investigación de la inflamación y la quimiotaxis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD88/C5aR de ratón
Observaciones/Alias	C5aR; C5r1; Cd88; D7Msu1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	728
GeneID	12273
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-37 de CD88/C5aR de ratón (NP_031603.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P30993
Peso de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo