

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd8A De Ratón Para Fc - P01731

Número de artículo: CM0011936



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD8a de ratón de alta calidad para citometría de flujo (FC). Reacciona específicamente con CD8a de ratón (Ly-2, Ly-35; SWISS: P01731). Grado de investigación para perfilado inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD8a de ratón
Observaciones/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Especie	Ratón
GeneID (Ratón)	12525
GeneID (Humano)	925
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-196 del CD8a de ratón (NP_001074579.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01731
Peso proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo