


Conejo Anti-Ratón Cd8A Anticuerpo Monoclonal Para Fc - P01731

Número de artículo: CM0004564



Introducción

Anticuerpo monoclonal Conejo anti-Ratón CD8a (27 kDa) validado para citometría de flujo (FC). Reconoce el CD8a de ratón (Lyt-2) para estudios de inmunología de células T. Uniprot P01731.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón CD8a mAb
Observaciones/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	925
ID de Gen	12525
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-196 del CD8a de ratón (NP_001074579.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01731
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo