


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd8A De Ratón Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P01731

Número de artículo: CM0012639



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD8a de ratón (Lyt-2), validado para citometría de flujo (FC). Ideal para la inmunofenotipificación de linfocitos T de ratón en aplicaciones de investigación y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD8a de ratón
Observaciones/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	925
ID del Gen	12525
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-196 del CD8a de ratón (NP_001074579.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01731
Peso Proteico	27KDa
Envío	Bolsa de hielo