

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd8A Para Citometría De Flujo - P01731

Número de artículo: CM0010327



Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-ratón CD8a para citometría de flujo. Reconoce la glicoproteína de superficie de células T cadena alfa CD8 (P01731), adecuado para estudios de respuesta inmune en ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac mAb conejo anti-ratón CD8a
Observaciones/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Especie	Ratón
ID Gen (Humano)	925
ID Gen	12525
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-196 del CD8a de ratón (NP_001074579.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01731
Peso Proteico	27KDa
Envío	Bolsa de hielo