

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd8A De Ratón Para Citometría De Flujo - P01731

Número de artículo: CM0010013



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad conjugado con contra CD8a de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para la investigación inmunológica de subpoblaciones de células T y respuestas citotóxicas. Reacciona con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD8a de ratón
Observaciones/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	925
ID del gen (ratón)	12525
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-196 de CD8a de ratón (NP_001074579.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01731
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo