

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd90.2 De Ratón Para Fc - P01831

Número de artículo: CM0009112

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo marcado con contra CD90.2 (Thy-1) de ratón, validado para citometría de flujo (FC). Ideal para inmunofenotipado y el estudio de interacciones célula-célula en los sistemas inmunitario y neuronal de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anti-CD90.2 de ratón AcM de conejo
Observaciones/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	7070
GeneID	21838
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD90.2 de ratón
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01831
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo