

Conejo Anti-Ratón Cd90.2 Anticuerpo Monoclonal Para Citometría De Flujo - P01831

Número de artículo: CM0010359

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD90.2 de ratón (Thy-1.2). Ideal para la detección sensible y específica por citometría de flujo de la expresión de la glicoproteína Thy-1 de ratón en estudios inmunológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón CD90.2 mAb
Observaciones/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Especie	Ratón
GenelD (Humano)	7070
GenelD	21838
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01831
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo