

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd90.2 Para Citometría De Flujo - P01831

Número de artículo: CM0009822

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD90.2 (Thy-1) de ratón para citometría de flujo. Validado con proteína recombinante, reacciona cruzadamente con ratón, adecuado para investigación en inmunología y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-ratón CD90.2
Observaciones/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Especie	Ratón
GenelD (Humano)	7070
GenelD	21838
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD90.2 de ratón
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01831
Peso de la proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo