

Conejo Anti-Ratón Cd94 Mab Para Fc - O54707

Número de artículo: CM0009941

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD94 de ratón (KLRD1) para citometría de flujo. Validado para muestras de ratón. CD94 es un receptor inmunitario en células NK y células T involucrado en la discriminación propio/no propio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón CD94 mAb
Observaciones/Alias	CD94
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3824
GeneID	16643
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 59-179 del CD94 de ratón (NP_034784.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O54707
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo