


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd95/Fas De Ratón Para Citometría De Flujo - P25446

Número de artículo: CM0006077



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD95/FAS de ratón (P25446) para citometría de flujo. Detecta el receptor FAS de ratón, implicado en la apoptosis y la regulación inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD95/FAS de ratón
Observaciones/Alias	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Especie	Ratón
GeneID (humano)	355
GeneID	14102
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD95/FAS de ratón.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P25446
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo