

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd97 De Ratón Para Citometría De Flujo - Q9Z0M6

Número de artículo: CM0011777

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD97 de ratón (Adgre5), validado para citometría de flujo. Adecuado para estudiar la adhesión y migración de leucocitos, así como para la caracterización de células inmunitarias en muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD97 de ratón
Observaciones/Alias	Cd97; TM7LN1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	976
GeneID (ratón)	26364
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-265 de CD97 de ratón (NP_036055.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9Z0M6
Peso molecular	90 kDa
Envío	Bolsa de hielo