

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd97 Para Citometría De Flujo - Q9Z0M6

Número de artículo: CM0008318

Introducción

Este anticuerpo monoclonal anti-CD97 conjugado con detecta específicamente el CD97 de ratón (receptor de adhesión acoplado a proteína G E5) y está validado para citometría de flujo, respaldando estudios sobre adhesión y migración de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-ratón CD97
Observaciones/Alias	Cd97; TM7LN1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	976
GeneID	26364
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-265 del CD97 de ratón (NP_036055.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9Z0M6
Peso molecular de la proteína	90KDa
Envío	Bolsa de hielo