

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd98 De Ratón Para Citometría De Flujo - P10852

Número de artículo: CM0009503



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD98 de ratón (SLC3A2/4F2hc). Diseñado para citometría de flujo, reconoce la cadena pesada del transportador de aminoácidos en la superficie celular. Ideal para estudios inmunológicos y de células cancerosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD98 de ratón
Observaciones/Alias	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	6520
GeneID (Ratón)	17254
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 105-526 de CD98 de ratón (NP_032603.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P10852
Peso de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo