

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd98 De Ratón Para Citometría De Flujo - P10852

Número de artículo: CM0008158



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD98 de ratón (SLC3A2/4F2), validado para citometría de flujo. Se une a la cadena pesada de 58 kDa del transportador de aminoácidos y presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para inmunofenotipificación y estudios de expresión de transportadores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD98 de ratón
Observaciones/Sinónimos	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
Especie	Ratón
GeneID (humano)	6520
GeneID (ratón)	17254
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 105-526 de CD98 de ratón (NP_032603.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P10852
Peso proteico	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo