

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cx3Cr1 De Ratón Para Fc - Q9Z0D9

Número de artículo: CM0011438

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CX3CR1 de ratón, validado para citometría de flujo. Adecuado para investigar las funciones del receptor de fractalquina en la migración de células inmunitarias, la función microglial y la inmunidad intestinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Mouse CX3CR1
Observaciones/Alias	mCX3CR1
Especie	Ratón
ID del gen	13051
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de CX3CR1 de ratón (NP_034117.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9Z0D9
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo