

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cxcr2/Il-8Rb Para Fc - P35343

Número de artículo: CM0009413

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CXCR2/IL-8RB conjugado con para citometría de flujo. Se dirige al receptor de quimioquinas CXCR2, crucial para estudios de tráfico de neutrófilos e inflamación. Envío en bolsa de hielo.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón CXCR2/IL-8RB
Observaciones/Alias	CD128; IL8RA; IL8rb; CDw128; Cmkar2; Gpcr16; IL-8Rh; IL-8rb; mIL-8RH
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	3579
ID de gen	12765
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-44 del CXCR2/IL-8RB de ratón (NP_034039.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P35343
Peso proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo